

**ELENCO ESAMI VIOLENZA DI GENERE**

**TEST**

**CAMPIONI**

Emocromo, Beta-HCG, Emocromo, Glicemia, ALT, AST, Amilasi, Azotemia, Sodio, Potassio, Cloro, Calcio, Magnesio, Colinesterasi, CPK,  $\gamma$ GT, Creatinina.

n. 1 provetta tappo Lilla (emocromo)  
n. 1 provetta tappo giallo con gel

**Screening Malattie sessualmente trasmesse**

- PCR per MST:

Chlamydia Trachomatis, Neisseria gonorrea, Mycoplasma hominis e genitalium, Ureaplasma Urealyticum, Trichomonas vaginalis

n. 1 tampone cervicale (tampone tappo viola con terreno liquido)

- Germi comuni

n. 1 tampone vaginale (tampone tappo viola con terreno liquido)  
n. 1 tampone rettale (tampone tappo viola con terreno liquido)

- Treponema pallidum (TPHA e VDRL)
- Herpes simplex tipo 1 e 2 IgM, IgG
- Epstein Barr IgM, IgG

n. 1 provetta tappo giallo con gel

Markers virali

HIV, Epatite B (HbsAg, HbsAb), HCV Ab

n. 1 provetta tappo giallo con gel

Droghe d'abuso: oppiacei, amfetamine/metamfetamine, cocaina, cannabinoidi, metadone, ecstasy

Prelievo ematico e campione urina sigillati:  
n. 1 provetta tappo giallo con gel  
n. 3 provette tappo Lilla (emocromo)  
n. 2 campioni urine (provetta urine)

Esame microscopico per la ricerca di spermatozoi

ANATOMIA PATOLOGICA: vetrino per PAP TEST da colorare PAPANICOLAU  
LABOTATORIO ANALISI: vetrino a fresco

Sede	Massimo intervallo dalla violenza <sup>1</sup>	Modalità di prelievo				Modalità di conservazione dei prelievi
		Quanti?	Di che tipo?	Come?	Dove?	
<b>Cavità orale</b>	- 48 h (2 gg)	2	Tamponi <sup>2</sup> asciutti	Uno dopo l'altro, siglati cronologicamente	Strofinare negli spazi tra i denti e nel vestibolo buccale inferiore	- Riporre i prelievi ciascuno nella propria custodia / contenitore che andrà siglata con l'identificativo del caso, del reperto e la data del prelievo  - Riporre i prelievi effettuati per ogni distretto corporeo in una busta distinta, siglata con l'identificativo del caso, sigillata e controfirmata  - Riporre tutte le buste relative ad un caso specifico in un'unica busta di adeguate dimensioni anch'essa recante l'identificativo del caso, sigillata e controfirmata  - Congelare la busta a -20°C (NB in caso di indisponibilità di congelatore a -20°C, è possibile stoccare momentaneamente per un tempo non superiore alle 24 h in frigorifero a 4-8°)
<b>Cute (inclusa cute periorale, cute inter-femorale, scroto)</b>	- 48 h (2 gg), ma fino a 168h (7gg) in aree non lavate	2	Tamponi <sup>2</sup> inumiditi <sup>3</sup>	Contemporaneamente	Strofinare sulla superficie di riferito/visibile contatto, ruotando i tamponi sul proprio asse NB in caso di morsi o ferite i prelievi precedono la medicazione, salvo vi siano esigenze cliniche	
<b>Genitali esterni</b>	- 168 h (7 gg) se riferita eiaculazione sui genitali esterni o rapporto vaginale - 72h (3 gg) se riferito rapporto anale - 48h (2 gg) se riferito rapporto digitale o contatto cutaneo	2	Tamponi <sup>2</sup> inumiditi <sup>3</sup>	Uno dopo l'altro, siglati cronologicamente	Strofinare sulla superficie interna delle grandi e piccole labbra, ruotando il tampone sul proprio asse NB eseguire prima di tamponi vaginali e cervicali	
<b>Cavità vaginale</b>	- 168 h (7 gg) se riferita eiaculazione sui genitali esterni o rapporto vaginale - 72h (3 gg) se riferito rapporto anale - 48h (2 gg) se riferito rapporto digitale o contatto cutaneo	2	Tamponi <sup>2</sup> asciutti	Uno dopo l'altro, siglati cronologicamente	Strofinare ripetutamente sulle pareti del terzo prossimale del canale vaginale, ruotando il tampone sul proprio asse NB eseguire prima di tamponi cervicali	
<b>Cervice</b>	- 168 h (7 gg) se riferita eiaculazione sui genitali esterni o rapporto vaginale - 72h (3 gg) se riferito rapporto anale	2	Tamponi <sup>2</sup> asciutti	Uno dopo l'altro, siglati cronologicamente	Con l'ausilio di speculum, strofinare nel canale cervicale, ruotando il tampone sul proprio asse	
<b>Regione perianale</b>	- 168 h (7 gg) se riferita eiaculazione sui genitali esterni o rapporto vaginale - 72 h (3 gg) se riferito rapporto anale - 48 h (2 gg) se riferito rapporto digitale o contatto cutaneo	2	Tamponi <sup>2</sup> inumiditi <sup>3</sup>	Uno dopo l'altro, siglati cronologicamente	Strofinare il margine dell'orifizio anale, ruotando il tampone sul proprio asse	
<b>Retto</b>	- 72 h (3 gg) se riferito rapporto anale - 48 h (2gg) se riferito rapporto digitale	2	Tamponi <sup>2</sup> asciutti	Uno dopo l'altro, siglati cronologicamente	Strofinare ripetutamente sulle pareti del terzo prossimale del canale rettale, ruotando il tampone sul proprio asse	
<b>Pene</b>	72 h (3gg)	2	Tamponi <sup>2</sup> inumiditi <sup>3</sup>	Uno dopo l'altro, siglati cronologicamente	Strofinare il solco balano-prepuziale, il glande e l'asta del pene, ruotando il tampone sul proprio asse	
<b>Formazioni Pilifere libere</b>	- Illimitatamente quando riferibili all'evento	//	Pinzette sterili	//	Raccogliere le formazioni pilifere suddivise per area corporea di prelievo	
<b>Fluidi corporei sulle formazioni pilifere</b>	- Illimitatamente se visibili fluidi corporei - 72 h (3 gg) se riferito contatto cutaneo	//	Taglio con forbici	Decontaminando <sup>4</sup> le forbici dopo ciascun prelievo	Prelevare una sezione di pelo/i estesa qualche centimetro attorno a traccia visibile o area di riferito contatto	
		2	Se il soggetto non acconsente al taglio, tamponi <sup>2</sup> inumiditi <sup>3</sup>	Contemporaneamente	Strofinare sulla superficie in corrispondenza di traccia visibile o area di riferito contatto, ruotando i tamponi sul proprio asse	
<b>Spazi subungueali</b>	48 h (2gg)	1 per dito	Tampone <sup>2</sup> asciutto, preferibilmente a punta sottile	//	Strofinare sotto il margine libero dell'unghia	
		//	In subordine, taglio con forbici	Decontaminando <sup>4</sup> le forbici dopo il taglio di ciascuna	Raccogliere le unghie singolarmente	

**Note**

<sup>1</sup> Anche in caso di rapporti protetti

<sup>2</sup> Tamponi: sterili; del tipo "a secco" senza terreno di coltura o altre soluzioni di conservazione

<sup>3</sup> Per inumidire i tamponi: utilizzare una/due gocce di soluzione fisiologica o acqua sterile

<sup>4</sup> Per decontaminare oggetti non monouso (ad es. forbici), lavare con ipoclorito di sodio e asciugare bene dopo ogni prelievo

**Tabella 1. Tabella riassuntiva relativa al repertamento di campioni sul corpo della persona assistita (punto A)**